

SAFETY AT WORK

SOLUCIONES DE PRIMEROS
AUXILIOS A MEDIDA

plum
Safety

Le damos la bienvenida a Plum Safety

Somos expertos internacionales y ofrecemos productos de alta calidad y conocimiento experto en el área de las soluciones de primeros auxilios e higiene para el lugar de trabajo.

Velamos por su seguridad en el trabajo.

HIGIENE EN EL LUGAR DE TRABAJO & PRIMEROS AUXILIOS

Los accidentes ocurren todos los días. Minimice el alcance y el impacto asegurándose de disponer de las soluciones de primeros auxilios adecuadas allá donde puedan ocurrir accidentes.

Una solución de primeros auxilios hecha a la medida de su lugar de trabajo le ayudará a prepararse para posibles accidentes y a tratar rápidamente lesiones oculares, cortes y heridas menores de forma segura e higiénica.

Una amplia gama de lavajos, apósitos, soluciones descontaminantes, gel de quemaduras y toallitas limpiaheridas, concebida para ayudarle prestar tratamiento rápido, para usted mismo o para sus compañeros, y minimizar las lesiones derivadas de un accidente.

Es esencial que la selección de productos de seguridad se ajuste a los requisitos de su lugar de trabajo.

HUELLA GLOBAL

Contamos con presencia global y representaciones en la mayor parte del mundo. Póngase en contacto con nosotros si necesita asistencia para localizar a su proveedor de seguridad.



Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros
info@plum.eu
+45 69 16 96 00

Tabla de contenidos

Proteja a su equipo	4
Aplicación Plum Safety Reminder	5
Cómo elegir el lavaojos adecuado	6
Lavado ocular	8
pH Neutral	10
Spray limpiaheridas & lavaojos	12
Estaciones lavaojos abiertas	14
Plum iBox	17
Armarios lavaojos	20
Solución descontaminante Plum BodyNeutrAll	22
Apósitos & dispensadores QuickFix	24
QuickSafe®	30
Plum Pull1Aid®	34
Cuidado de heridas	36
Seguridad contra incendios	38
Acerca de Plum Safety	39




Para acceder a la versión en línea:
haga clic en el enlace para acceder
directamente a la página seleccionada.

Proteja a su equipo

La elección adecuada para sus instalaciones

El acceso rápido y fácil a primeros auxilios limita el impacto de los accidentes y contribuye a mantener la seguridad en su lugar de trabajo



Los accidentes ocurren todos los días. Minimice el alcance y el impacto asegurándose de disponer de las soluciones de primeros auxilios adecuadas allá donde puedan ocurrir accidentes. Una solución de primeros auxilios hecha a la medida de su lugar de trabajo le ayudará a prepararse para posibles accidentes y a tratar rápidamente lesiones oculares, cortes y heridas menores de forma segura e higiénica.

AYUDA RÁPIDA Y EFICAZ A LA MEDIDA DE SU NEGOCIO

Una amplia gama de lavajos, apósitos, gel de quemaduras y toallitas limpiaheridas, concebida para ayudarle prestar tratamiento rápido, para usted mismo o para sus compañeros, y minimizar las lesiones derivadas de un accidente. Es esencial que la selección de productos de seguridad se ajuste a los requisitos de su lugar de trabajo.

Le ayudamos a encontrar la solución adecuada, tanto si trabaja en una oficina como si manipula ácidos o álcalis, sea en un entorno de alto riesgo, como en la carga de baterías, o en la limpieza industrial, en trabajos de laboratorio o en la industria petroquímica.

SOLUCIONES PRÁCTICAS PARA EL DÍA A DÍA LABORAL

Sus manos, ojos y cabeza son sus herramientas de trabajo más importantes. Incluso un pequeño incidente puede afectar a su trabajo, y los accidentes más graves pueden causar un impacto aún mayor si no está adecuadamente preparado. Tomando las precauciones adecuadas, usted se asegura de tener al alcance los primeros auxilios adecuados, minimizando significativamente muchos accidentes cotidianos leves.



Plum Eyewash es fácil de usar en caso de accidente



Gire el aplicador ocular 360° en la dirección indicada por la flecha hasta que el sello se rompa



Inclínese hacia atrás, apriete la botella suavemente y enjuague



También puede inclinarse hacia adelante y enjuagar apretando la botella suavemente

Cuenta gratuita. Número ilimitado de productos. Notificaciones automáticas. Registro de inspecciones.

HERRAMIENTA SIMPLE Y EFICIENTE PARA LA GESTIÓN DE LAS FECHAS DE CADUCIDAD


Ayude a su cliente y posicione como distribuidor a través de la aplicación Plum Safety Reminder: una herramienta gratuita para la gestión eficiente de las fechas de caducidad

Desarrollada para facilitar el trabajo de los empleados responsables de los productos de seguridad, ofreciendo una visión general completa de los productos y alertas automáticas mediante correo electrónico.

INCLUYE

- ✓ Cuenta gratuita
- ✓ Gestión sencilla de las fechas de caducidad e informe de uso del producto
- ✓ Alertas automáticas mediante correo electrónico
- ✓ Gestión de múltiples ubicaciones...
- ✓ y múltiples distribuidores
- ✓ Escaneo de productos para cargar la información
- ✓ Función de registro para inspecciones

+45 6916 9600
info@plum.eu



**ESCANEE EL
CÓDIGO &
DESCÁRGUELA**



plum
Safety

Cómo elegir el lavaojos adecuado

En caso de accidente ocular, la sustancia nociva puede variar y usted debe elegir el lavaojos adecuado en función de la misma

El agente causante del accidente determina qué lavaojos se requiere en cada caso. En caso de accidente, es esencial determinar si ha sido causado por un objeto extraño, por ácidos o álcalis y, de ser posible, qué valor de pH tiene la sustancia en cuestión.

Conozca los productos químicos con los que trabaja y asegúrese de contar con los primeros auxilios más adecuados.

El plan de lavado ocular le ayuda a elegir el lavaojos adecuado con unas instrucciones claras. Coloque el plan de lavado ocular junto a estaciones lavaojos, armarios lavaojos y estaciones QuickSafe®.



Cómo usar Plum Eyewash



Cómo usar Plum Eyewash DUO



N.º art. 956480B

Dimensiones: An: 22,8 x Al: 29,0 cm

La escala de pH abarca entre 0 y 14 y mide la acidez o alcalinidad de una sustancia.

- Un pH de 7 es neutral
- Un pH inferior a 7 es ácido
- Un pH superior a 7 es alcalino

Si el pH es fuertemente ácido o alcalino, comience enjuagando con Plum pH Neutral hasta vaciar la botella. Deseche la botella y enjuague con Plum Eyewash hasta que llegue al médico o a urgencias.

Si el pH es neutro, enjuague con Plum Eyewash hasta vaciar la botella y deséchela después.

Código QR: :
 Cómo usar Plum Eyewash :
 (vídeo animado) :

Código QR: :
 Cómo usar Plum Eyewash :
 DUO :
 (vídeo animado) :

Instale el plan de lavado ocular en :
 la pared junto a la estación lavaojos. :
 Haga una marca a 145 cm del suelo :
 y coloque el plan de lavado ocular de :
 acuerdo con esa marca.



Enjuague ambos ojos simultáneamente

Se acabó el elegir qué ojo salvar. El aplicador ocular Plum DUO es una solución única que le permite enjuagar ambos ojos al mismo tiempo y salvar ambos

MUCHOS ACCIDENTES AFECTAN AMBOS OJOS

Los accidentes oculares con sustancias químicas a menudo afectan ambos ojos. Un aplicador ocular DUO es de gran ayuda en su preparación para el caso de que ocurra un accidente, ya que permite enjuagar ambos ojos al mismo tiempo. Deje de preocuparse por qué ojo salvar: salve a ambos a la vez.

APLICADOR OCULAR PARA UN ENJUAGUE ÓPTIMO

Aparte de la potencia del ácido o álcali, el tiempo de contacto es el factor más crítico en aquellos accidentes en los que participan ácidos y álcalis. Resulta fundamental que los primeros auxilios disponibles neutralicen la sustancia nociva lo más rápido posible. Con nuestro aplicador ocular único DUO puede tratar ambos ojos simultáneamente.

El aplicador ocular tiene la forma adecuada para ayudarle a mantener los ojos abiertos durante el enjuague y asegurar el flujo de líquido y el tiempo de enjuague adecuados.

Plum Eyewash y Plum pH Neutral son productos desechables, que aseguran que el líquido para enjuague sea estéril cada vez



Lavado ocular en caso de introducción de objetos extraños

Plum Eyewash alivia el malestar y previene las siguientes complicaciones causadas por la introducción de cuerpos extraños en los ojos

Es muy fácil que un objeto extraño se introduzca en los ojos. Suciedad, polvo, productos de limpieza o restos de pintura de las manos: todos ellos representan un riesgo para sus ojos. El riesgo aumenta cuando se trabaja con máquinas y herramientas que puedan dar lugar a astillas de madera o metal, que pueden introducirse en los ojos.

La introducción de un cuerpo extraño en el ojo puede ser extremadamente desagradable, dada la alta sensibilidad de los ojos. Sin tratamiento, puede derivar en una inflamación del ojo, la córnea o el iris.

Enjuagar el ojo inmediatamente tras el incidente puede prevenir dicha situación y disminuir el riesgo de complicaciones posteriores.

Plum Eyewash contiene una solución salina estéril de cloruro de sodio al 0,9 % que es similar al líquido natural presente en el ojo. Apriete la botella suavemente para generar un flujo suave y agradable. La gama de productos de lavado ocular incluye desde una pequeña y práctica botella que puede llevar consigo hasta estaciones para montaje mural que facilitan la obtención rápida y fácil de ayuda en caso de emergencia.



**200 ML / 500 ML / 1000 ML
PLUM EYEWASH**

Botellas con una solución de cloruro de sodio estéril al 0,9 %. Las botellas se pueden utilizar individualmente o como recambios en estaciones de lavado ocular y armarios. Se suministran con una tapa antipolvo. La botella de 200 ml es fácil de almacenar en el estuche para cinturón, especialmente diseñado para ello, en el kit de primeros auxilios, en la caja de herramientas, etc.

Contenido:	200 ml	Contenido:	500 ml	Contenido:	1000 ml
Envase:	10 x 200 ml	Envase:	12 x 500 ml	Envase:	6 x 1000 ml
Nro. de artículo:	4691	Nro. de artículo:	4604	Nro. de artículo:	4707



**5 X 20 ML
RECAMBIO QUICKRINSE**

5 ampollas lavaojos con 20 ml de solución de cloruro de sodio estéril al 0,9 %. Para uso individual o como recambio para dispensadores QuickSafe®, QuickFix&Rinse y QuickRinse.

Contenido:	5 x 20 ml
Envase:	4 x 5 x 20 ml
Nro. de artículo:	5160



**500 ML / 1000 ML
PLUM EYEWASH DUO**

Botellas con una solución de cloruro de sodio estéril al 0,9 %. El aplicador ocular ergonómico DUO permite enjuagar ambos ojos simultáneamente.

Contenido:	500 ml
Envase:	6 x 500 ml
Nro. de artículo:	4861



**200 ML / 500 ML
PLUM EYEWASH EN CAJAS INDIVIDUALES**

Cajas individuales con Plum Eyewash. La caja protege la botella. Adecuadas para lugares de trabajo móviles o como recambio para estaciones.

Contenido:	200 ml
Envase:	10 x 200 ml
Nro. de artículo:	4695



**3 X 500 ML
PLUM EYEWASH ON-THE-GO**

Práctico y cómodo set con 3 botellas de Plum Eyewash. Fácil de llevar en el coche o de camino al médico o a urgencias.

Contenido:	3 x 500 ml
Envase:	4 x 3 x 500 ml
Nro. de artículo:	4620

Contenido:	1000 ml
Envase:	6 x 1000 ml
Nro. de artículo:	4800

Contenido:	500 ml
Envase:	12 x 500 ml
Nro. de artículo:	4605



Lavado ocular en caso de accidentes químicos

Plum pH Neutral neutraliza ácidos y álcalis y los expulsa rápidamente del ojo durante el enjuague

IMPORTANTE



AF

Se excluye el ácido fluorhídrico, que es tóxico y altamente corrosivo para la piel y los huesos.

Plum pH Neutral y Plum Eyewash pueden neutralizar y enjuagar, pero no limitar el efecto corrosivo. No están pensados como primeros auxilios para accidentes oculares con ácido fluorhídrico.

USO RECOMENDADO DE PLUM PH NEUTRAL

Plum pH Neutral es una solución para lavado ocular para accidentes con ácidos y álcalis. Enjuague con Plum pH Neutral para reducir el valor de pH de la sustancia nociva a un nivel inofensivo lo más rápidamente posible. Continúe enjuagando con Plum Eyewash cloruro de sodio al 0,9 % hasta llegar al médico o a urgencias.

LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS ESTÁN EN TODAS PARTES

En muchos trabajos, empresas e industrias existe el riesgo de estar expuesto a lesiones oculares graves causadas por sustancias químicas, p. ej., en fábricas químicas, la industria de reciclaje, en obras y en la industria minera. En esos casos se necesita un lavavojos neutralizador para minimizar el impacto del accidente.

Los ácidos y álcalis pueden descomponer la estructura de la piel y las membranas mucosas.

La gravedad de las lesiones por corrosión depende fundamentalmente de:

- La concentración de la sustancia química
Los ácidos y álcalis fuertes son extremadamente corrosivos
- La temperatura
Una temperatura alta aumenta las propiedades corrosivas de la sustancia química
- La duración del contacto
A mayor duración, más profundamente penetrará la sustancia nociva

UNOS POCOS SEGUNDOS PUEDEN MARCAR LA DIFERENCIA

En caso de lesiones oculares por ácidos y álcalis, es crucial neutralizar la sustancia química lo más rápido posible hasta alcanzar un nivel de pH de aproximadamente 7,4, correspondiente al nivel de pH normal del líquido ocular, antes de que el ácido o álcali penetre la córnea.

Para optimizar la seguridad siempre que exista riesgo de sufrir lesiones por ácidos y álcalis, la solución para el lavado ocular debe ser:


- Fácilmente accesible
- Fácil de usar
- Efectiva

UN LAVADO OCULAR RÁPIDO Y EFECTIVO ES CLAVE

Plum pH Neutral es un tampón fosfato al 4,9 % que neutraliza rápida y eficazmente incluso ácidos y álcalis fuertes. El líquido consiste en sales de fosfato que están presentes en el cuerpo. El tampón hidrógeno fosfato es eficaz contra los ácidos, mientras que el tampón dihidrógeno fosfato reacciona contra los álcalis. El efecto de Plum pH Neutral ha sido documentado en estudios científicos.^{1) 2)}

Hemos probado el efecto neutralizante de Plum pH Neutral tanto con ácidos como con álcalis fuertes en comparación con el efecto un lavado ocular salino con cloruro de sodio al 0,9 %. La prueba muestra claramente que Plum pH Neutral neutraliza rápidamente tanto ácidos como álcalis a un nivel de pH inofensivo. El lavado ocular salino diluye el líquido, pero solo se obtienen pequeños cambios en el valor del pH (figura 1).

Figure 1: Neutralizing effect of Plum pH Neutral and 0.9 % sodium chloride*



1: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vortrag: Augenverätzungen. Was gibt es Neues? Regionalforum Arbeitsmedizin, Stuttgart 23.02.2006, Folien 44 ff.
2: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vergleichsergebnisse von Plum pH Neutral an verätzten Augen, Spülversuche an mit NaOH verätzten Kanichenaugen im Vergleich von Plum pH Neutral mit physiologischer Kochsalzlösung, 24.05.2005.



**200 ML
PLUM PH NEUTRAL
EN CAJAS INDIVIDUALES**

Botellas con una solución tampón fosfato estéril al 4,9 % que neutraliza rápidamente ácidos y álcalis. Se pueden utilizar individualmente o como recambios en estaciones de lavado ocular y armarios.

Caja individual con Plum pH Neutral de 200 ml. La caja protege la botella y es adecuada como recambio para estaciones y para puestos de trabajo móviles.

Contenido: 200 ml
Envase: 10 x 200 ml
Nro. de artículo: 4755

**200 ML
PLUM PH NEUTRAL**

La botella de 200 ml es fácil de llevar en el estuche para cinturón, especialmente diseñado para ello, en el armario de primeros auxilios, en la caja de herramientas, etc. Se entrega con tapa antipolvo.

Contenido: 200 ml
Envase: 10 x 200 ml
Nro. de artículo: 4752

**500 ML
PLUM PH NEUTRAL DUO**

La botella de 500 ml incorpora el aplicador ocular ergonómico DUO, que permite enjuagar ambos ojos simultáneamente.

Contenido: 500 ml
Envase: 6 x 500 ml
Nro. de artículo: 4801

**ESTUCHE PARA CINTURÓN
PARA BOTELLAS DE 200 ML**

Lleve su lavaojos en este práctico estuche para el cinturón, ropa de trabajo, etc.

La bolsa es fácil de abrir y proporciona un acceso rápido a los primeros auxilios en caso de accidente. Una forma segura e higiénica de almacenar y proteger la botella. La botella no está incluida.

Contenido: -
Envase: 10 unidades
Nro. de artículo: 4692



**” LOS ACCIDENTES CON
ÁCIDOS Y ÁLCALIS
OCURREN CUANDO
MENOS SE ESPERAN**

Plum pH Neutral DUO salvó la vista de un empleado de SITA France. Manejan residuos plásticos, como botellas de plástico con detergentes de limpieza. El líquido de una botella de limpieza entró en ambos ojos del empleado. Gracias a Plum pH Neutral DUO, la sustancia nociva fue neutralizada y el empleado pudo volver al trabajo al día siguiente.



Los Plum Wound and Eyewash Sprays son sprays de base salina portátiles y fáciles de usar. Funcionan en cualquier ángulo y proporcionan un flujo homogéneo y suave. Son ideales para el sector industrial, la industria de producción, laboratorios, el transporte de mercancías peligrosas, personal de primeros auxilios, fuerzas del orden, bomberos, militares y servicios de rescate.

Sprays limpiaheridas & lavaojos

Rápidos y fáciles de usar en cuestión de segundos, para piel y ojos.

Suave spray limpiaheridas y lavaojos para uso en accidentes leves, como cortes y raspaduras en la piel, o para enjuagar el polvo y la suciedad en heridas y ojos.

El spray limpiaheridas y lavaojos está disponible con solución salina y con solución salina tampón fosfato.

Facilitan un enjuague seguro con una operación rápida y sencilla con una sola mano. La tapa antipolvo protege el pulverizador del spray de la contaminación, el spray es apto para varios usos y la lata es totalmente reciclable.

Una solución rápida y fácil que minimiza el riesgo de sufrir una infección o daños adicionales.



Limpie el pulverizador antes de cada uso rociando brevemente al aire.



Sitúe el pulverizador a un mínimo de 10 cm de la herida o del ojo. Presione el pulverizador y rocíe. Evite que el pulverizador toque la herida o el ojo.





**50 ML / 250 ML
WOUND AND EYEWASH SPRAY**

Una solución de cloruro de sodio al 0,9 % que proporciona cuidado inmediato en accidentes leves como cortes y raspaduras en la piel o en presencia de polvo y suciedad en los ojos.

Ayuda a minimizar el riesgo de sufrir una infección o daños adicionales.

Wound and Eyewash Spray

Contenido: 50 ml
Envase: 24 x 50 ml
Nro. de artículo: 45530
Idiomas: en, de, sv, da, fr, no, fi, pt, it, nl, es, pl

Contenido: 50 ml
Envase: 24 x 50 ml
Nro. de artículo: 45531
Idiomas: en, tr, cs, sl, hu, sk, lt, et, lv, el, ru

Contenido: 250 ml
Envase: 12 x 250 ml
Nro. de artículo: 4554
Soporte mural: 4123



**200 ML
WOUND AND EYEWASH BUFFER
SPRAY**

Una solución de cloruro de sodio al 0,9 % con tampón fosfato para enjuagar el polvo y la suciedad en heridas y ojos. Este spray salino, que promueve la cicatrización de heridas, elimina mecánicamente los cuerpos extraños y reduce los patógenos, así como la sangre, coágulos y tejido muerto, e hidrata el tejido en el proceso.

Wound and Eyewash Buffer Spray

Contenido: 200 ml
Envase: 12 x 200 ml
Nro. de artículo: 4556
Soporte mural: 4123

Plum Wound and Eyewash Spray cuenta con el marcado CE conforme a la Directiva relativa a las orientaciones para la clasificación de productos sanitarios (MDD 93/42/CEE)



**200 ML / 250 ML
SOPORTE MURAL**

Da visibilidad a las soluciones para primeros auxilios instalando los envases de Wound and Eyewash Spray en la pared. Este sencillo soporte mural le ahorrará minutos en caso de que se produzca una lesión ocular leve o daños en la piel: sin necesidad de buscar el Wound and Eyewash Spray, cómodamente accesible y al alcance de su mano.

Soporte para sprays de 200 ml y 250 ml

Contenido: 1
Envase: 24 uds.
Nro. de artículo: 4123

Beneficios

- Estéril hasta vaciarse, permite el uso repetido
- Operación rápida y fácil con una sola mano
- Enjuague seguro
- Tapa antipolvo para proteger el pulverizador de la contaminación
- Fácil de transportar, clasificado como aerosol no inflamable
- Vaciado de hasta el 100 % del producto
- La lata es totalmente reciclable
- Hipoalergénico
- Solución estéril sin conservantes
- Vida útil de 3 años
- Fecha de caducidad en la base de la lata



Estaciones lavaojos abiertas

Una solución para montaje mural abierta ofrece un buen control general y un acceso rápido y fácil a los primeros auxilios

PROTEJA A SU EQUIPO, GARANTICE LA ACCESIBILIDAD DE LOS PRIMEROS AUXILIOS

En el momento en que ocurre un accidente ya es demasiado tarde para buscar ayuda en una caja o armario.

Sistematice los primeros auxilios con una estación para montaje mural y facilite el acceso cuando ocurre un accidente. Elija entre estaciones de pared abiertas y soluciones en formato armario.

Estos últimos resultan especialmente adecuados para entornos de trabajo polvorientos para proteger las botellas y evitar añadir más polvo en caso de accidente.

Asegúrese de tener botellas adicionales a mano para que el enjuague pueda mantenerse mientras se acude a recibir asistencia médica.

FÁCIL DE INSTALAR

Todas las estaciones de pared son fáciles de instalar y se suministran con pictogramas que muestran con claridad cómo usar los productos.



ESTACIÓN PLUM EYEWASH

Estación mural con Plum Eyewash de 500 ml. Especialmente adecuada para lugares de trabajo pequeños y móviles.

Envase:	1
Nro. de artículo:	4611
Dimensiones:	
Plan de lavado ocular	Al: 29 x An: 22,8 cm
Placa soporte	Al: 29 x An: 13,5 cm



ESTACIÓN PLUM EYEWASH DUO

Estación mural con Plum Eyewash DUO de 1000 ml. Especialmente adecuada para lugares de trabajo pequeños y móviles en los que se pueda requerir un enjuague prolongado de ambos ojos.

Envase:	1
Nro. de artículo:	4802
Dimensiones:	
Plan de lavado ocular	Al: 29 x An: 22,8 cm
Placa soporte	Al: 29 x An: 13,5 cm



ESTACIÓN PLUM COMBI

Estación mural con Plum pH Neutral de 200 ml y Plum Eyewash de 500 ml.

Especialmente adecuada para emplazamientos en los que exista riesgo de que se introduzcan tanto cuerpos extraños como ácidos o álcalis en los ojos.

Envase:	1
Nro. de artículo:	4770
Dimensiones:	
Plan de lavado ocular	Al: 29 x An: 22,8 cm
Placa soporte	Al: 29 x An: 22,8 cm



ESTACIÓN PLUM COMBI DUO

Estación mural con Plum pH Neutral DUO de 500 ml y Plum Eyewash DUO de 1000 ml. Especialmente adecuada para emplazamientos en los que exista riesgo de que se introduzcan tanto cuerpos extraños como ácidos o álcalis en el ojo y en los que exista riesgo de que ambos ojos resulten afectados.

Envase:	1
Nro. de artículo:	4803
Dimensiones:	
Plan de lavado ocular	Al: 29 x An: 22,8 cm
Placa soporte	Al: 29 x An: 22,8 cm



ESTACIÓN PLUM EYEWASH

Estación mural con 2 x Plum Eyewash de 500 ml. Especialmente adecuada para entornos y lugares de trabajo pequeños en los que no hay suciedad, pero sí riesgo de que se introduzcan cuerpos extraños en los ojos.

Envase:	1
Nro. de artículo:	4694
Dimensiones:	
Plan de lavado ocular	Al: 29 x An: 22,8 cm
Placa soporte	Al: 29 x An: 22,8 cm



ESTACIÓN PLUM EYEWASH MAXI

Estación mural con 2 x Plum Eyewash de 1000 ml. Especialmente adecuada para emplazamientos en los que se pueda requerir un enjuague prolongado.

Envase:	1
Nro. de artículo:	4708
Dimensiones:	
Plan de lavado ocular	Al: 29 x An: 22,8 cm
Placa soporte	Al: 29 x An: 22,8 cm

El Plum Eyewash verde le ayuda a eliminar la suciedad y los objetos extraños

El Plum pH Neutral azul proporciona primeros auxilios inmediatos en caso de accidentes graves con ácidos y álcalis

Las botellas, de material blando, son fáciles de agarrar, y enjuagan el ojo con un flujo suave y homogéneo

Los pictogramas y símbolos claros muestran cómo almacenar y manejar la botella

La forma del aplicador ocular de plástico blando ergonómico se adapta a la curva del ojo. Apriételo antes de colocarlo sobre el ojo. El aplicador ayuda a mantener el ojo abierto y proporciona el mejor flujo posible de líquido y tiempo de enjuague



Rápido y fácil de abrir. Basta un giro para romper el sello y empezar a enjuagar



Instrucciones de uso claras

Solución económica con larga vida útil de 3,5 años. La fecha de caducidad se indica claramente en el reverso de la etiqueta

Con el aplicador ocular ergonómico DUO es posible enjuagar ambos ojos simultáneamente. El aplicador ayuda a mantener los ojos abiertos y proporciona el mejor flujo posible de líquido y tiempo de enjuague

Soluciones para lavado ocular rápidamente accesibles

El acceso rápido al lavado ocular es crucial en todos los lugares de trabajo en los que existe riesgo de sufrir lesiones oculares, porque unos segundos son decisivos para el impacto de un accidente


SOLO TIENE DOS OJOS: CUIDE DE ELLOS

La vista es uno de los sentidos más importantes. Cuide de ellos. Los accidentes ocurren, sin importar lo cuidadoso que se sea. Esté preparado para los accidentes con los primeros auxilios adecuados en el lugar adecuado. Una solución lavaojos colocada en áreas de alto riesgo es la mejor preparación para posibles lesiones oculares.

UNA AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES DE ENJUAGUE ÚNICAS

Nuestra prioridad principal es ayudarle a conseguir un lugar de trabajo más seguro, y nuestros conceptos se desarrollan en estrecha colaboración con especialistas oftalmológicos.

Eso significa que los productos han sido diseñados pensando hasta en el más mínimo detalle. Son fáciles de usar y cuentan con pictogramas claros que indican el uso correcto. El aplicador ocular ayuda a mantener el ojo abierto. El líquido para enjuague incide en el ojo en el lugar adecuado, con la cantidad correcta y con un flujo suave y homogéneo.



Los productos cuentan con el marcado CE conforme a la Directiva relativa a las orientaciones para la clasificación de productos sanitarios (MDD 93/42/CEE)

Plum iBox:


- diseñado para su seguridad

Se suministra con soporte mural y set para montaje mural

Control rápido y eficiente de las botellas lavaojos y las fechas de caducidad

Retírelo del soporte mural y llévelo rápidamente a la persona afectada

Soluciones para lavado ocular rápidamente accesibles



Se suministra con un plan de lavado ocular

Material resistente y duradero (EPP)

El espacioso diseño le permite tomar las botellas rápida y fácilmente

Se abre fácilmente, tanto montado en la pared como de pie en el suelo



Armario lavaojos estanco al polvo y portátil



PLUM IBOX 1

Armario lavaojos estanco al polvo y portátil para una botella lavaojos de su elección. Adecuado para ambientes polvorientos y lugares de trabajo de dimensiones reducidas, en los que exista riesgo de sufrir lesiones en los ojos.

Se suministra vacío

Envase: 1
Nro. de artículo: 4900
Dimensiones:
 Plan de lavado ocular Al: 29 x An: 22,8 cm
 iBox 1 Al: 42,5 x An: 18,6 x Pr: 13,5 cm

Plum iBox reúne características clave en un diseño moderno y está fabricado en un material fuerte y duradero. Diseñado para cubrir la necesidad de actuar urgentemente en caso de emergencia, gracias a la combinación de la fácil visibilidad de los productos que ofrece una estación abierta con la estanqueidad al polvo de un armario lavaojos, nuestro Plum iBox se adapta a una amplia gama de lugares de trabajo.

Una ventana transparente le permite comprobar el estado de las botellas y llevar el control de las fechas de caducidad al momento. El diseño espacioso le permite tomar las botellas rápida y fácilmente gracias a la fácil apertura del armario, que se puede instalar en la pared o de pie en el suelo. Plum iBox se suministra junto con un soporte mural, un plan de lavado ocular y un set para montaje mural.

Instale el Plum iBox lo más cerca posible de una estación de trabajo o área expuesta y de acuerdo con la evaluación de riesgos. Retire el Plum iBox de la pared y lleve rápidamente el lavaojos a la persona afectada. ¡Cada segundo cuenta!



PLUM IBOX 1

Armario lavaojos estanco al polvo y portátil con Plum Eyewash DUO de 1000 ml. Adecuado para ambientes polvorientos y lugares de trabajo de dimensiones reducidas, en los que exista riesgo de que se introduzcan cuerpos extraños en los ojos.

Envase: 1
Nro. de artículo: 4901
Dimensiones:
 Plan de lavado ocular Al: 29 x An: 22,8 cm
 iBox 1 Al: 42,5 x An: 18,6 x Pr: 13,5 cm



PLUM IBOX 1

Armario lavaojos estanco al polvo y portátil con Plum Eyewash de 500 ml. Adecuado para ambientes polvorientos y lugares de trabajo de dimensiones reducidas, en los que exista riesgo de que se introduzcan cuerpos extraños en los ojos.

Envase: 1
Nro. de artículo: 4902
Dimensiones:
 Plan de lavado ocular Al: 29 x An: 22,8 cm
 iBox 1 Al: 42,5 x An: 18,6 x Pr: 13,5 cm



PLUM IBOX 2

Armario lavaojos estanco al polvo y portátil para dos botellas lavaojos de su elección. Adecuado para ambientes polvorientos y lugares de trabajo de dimensiones reducidas, en los que exista riesgo de sufrir lesiones en los ojos.

Se suministra vacío

Envase: 1
Nro. de artículo: 4920
Dimensiones:
 Plan de lavado ocular Al: 29 x An: 22,8 cm
 iBox 2 Al: 42,5 x An: 29 x Pr: 13,5 cm



PLUM IBOX 2

Armario lavaojos estanco al polvo y portátil con pH Neutral de 200 ml y Plum Eyewash de 500 ml. Especialmente adecuado para emplazamientos en los que exista riesgo de que se introduzcan tanto cuerpos extraños como ácidos o álcalis en el ojo.

Envase: 1
Nro. de artículo: 4921
Dimensiones:
 Plan de lavado ocular Al: 29 x An: 22,8 cm
 iBox 2 Al: 42,5 x An: 29 x Pr: 13,5 cm



PLUM IBOX 2

Armario lavaojos estanco al polvo y portátil con 2 x Plum Eyewash de 500 ml. Especialmente adecuado para ambientes polvorientos y lugares de trabajo de dimensiones reducidas, en los que exista riesgo de que se introduzcan cuerpos extraños en los ojos.

Envase: 1
Nro. de artículo: 4922
Dimensiones:
 Plan de lavado ocular Al: 29 x An: 22,8 cm
 iBox 2 Al: 42,5 x An: 29 x Pr: 13,5 cm



PLUM IBOX 2

Armario lavaojos estanco al polvo y portátil con Plum pH Neutral DUO de 500 ml y Plum Eyewash DUO de 1000 ml. Especialmente adecuado para emplazamientos en los que exista riesgo de que se introduzcan tanto cuerpos extraños como ácidos o álcalis en el ojo y en los que exista riesgo de que ambos ojos resulten afectados.

Envase: 1
Nro. de artículo: 4923
Dimensiones:
 Plan de lavado ocular Al: 29 x An: 22,8 cm
 iBox 2 Al: 42,5 x An: 29 x Pr: 13,5 cm



PLUM IBOX 2

Armario lavaojos estanco al polvo y portátil con 2 x Plum Eyewash DUO de 1000 ml. Especialmente adecuado para emplazamientos en los que se pueda requerir un enjuague prolongado.

Envase: 1
Nro. de artículo: 4924
Dimensiones:
 Plan de lavado ocular Al: 29 x An: 22,8 cm
 iBox 2 Al: 42,5 x An: 29 x Pr: 13,5 cm



PLUM IBOX 3

Armario lavaojos estanco al polvo y portátil para tres botellas lavaojos y un spray. Adecuado para ambientes polvorientos y lugares de trabajo de dimensiones reducidas, en los que exista riesgo de sufrir lesiones en los ojos.

Se suministra vacío

Envase: 1
Nro. de artículo: 4930
Dimensiones:
 Plan de lavado ocular Al: 29 x An: 22,8 cm
 iBox 3 Al: 47,5 x An: 37,6 x Pr: 13,5 cm



PLUM IBOX 3

Armario lavaojos estanco al polvo y portátil con pH Neutral de 200 ml, Plum Eyewash de 500 ml, Plum Eyewash DUO de 1000 ml y Wound and Eyewash Spray de 250 ml. Especialmente adecuado para emplazamientos en los que exista riesgo de que se introduzcan tanto cuerpos extraños como ácidos o álcalis en el ojo.

Envase: 1
Nro. de artículo: 4931
Dimensiones:
 Plan de lavado ocular Al: 29 x An: 22,8 cm
 iBox 3 Al: 47,5 x An: 37,6 x Pr: 13,5 cm



Armario lavaojos estanco al polvo

Una estación cerrada protege su equipo de primeros auxilios de la suciedad y el polvo y mantiene los productos listos para el uso



ARMARIO PLUM COMBI

Armario lavaojos estanco al polvo con pH Neutral de 200 ml y Plum Eyewash de 500 ml. Adecuado para emplazamientos en los que exista riesgo de que se introduzcan tanto cuerpos extraños como ácidos o álcalis en el ojo.

Envase: 1
Nro. de artículo: 4789
Dimensiones:
 Plan de lavado ocular Al: 29 x An: 22,8 cm
 Armario lavaojos Al: 28 x An: 23 x Pr: 11 cm

REDUZCA EL IMPACTO MEDIANTE EL ENJUAGUE COMBINADO

El enjuague combinado se recomienda en caso de accidentes con ácidos y álcalis: primero con Plum pH Neutral, después con Plum Eyewash. Un armario COMBI contiene ambos productos y además ofrece un acceso rápido y fácil. Comience neutralizando el ácido o álcali con Plum pH Neutral, continúe enjuagando con Plum Eyewash hasta que llegue al médico o a urgencias.

Si trabaja principalmente con sustancias químicas en estado líquido, recomendamos Plum pH Neutral DUO. De esta manera puede enjuagar ambos ojos simultáneamente en caso de emergencia.

Las estaciones abiertas las recomendamos para entornos sin polvo ni suciedad, como los laboratorios. Las estaciones cerradas protegen los productos en entornos polvorientos. Todas las estaciones son fáciles de instalar y se suministran con un espejo y pictogramas que indican con claridad cómo usar las botellas lavaojos.



ARMARIO LAVAOJOS PLUM

Armario lavaojos estanco al polvo con 2 x Plum Eyewash de 500 ml.

Especialmente adecuado para ambientes polvorientos y lugares de trabajo de dimensiones reducidas, en los que exista riesgo de que se introduzcan cuerpos extraños en los ojos.

Envase: 1
Nro. de artículo: 4650
Dimensiones:
 Plan de lavado ocular Al: 29 x An: 22,8 cm
 Armario lavaojos Al: 28 x An: 23 x Pr: 11 cm



ARMARIO PLUM COMBI DUO

Armario lavaojos estanco al polvo con Plum pH Neutral DUO de 500 ml y Plum Eyewash DUO de 500 ml. Especialmente adecuado para emplazamientos en los que exista riesgo de que se introduzcan tanto cuerpos extraños como ácidos o álcalis en el ojo y en los que exista riesgo de que ambos ojos resulten afectados.

Envase: 1
Nro. de artículo: 4862
Dimensiones:
 Plan de lavado ocular Al: 29 x An: 22,8 cm
 Armario lavaojos Al: 28 x An: 23 x Pr: 11 cm



ARMARIO PLUM COMBI DUO MAXI

Armario lavaojos estanco al polvo con Plum pH Neutral DUO de 500 ml y Plum Eyewash DUO de 1000 ml. Especialmente adecuado para emplazamientos en los que exista riesgo de que se introduzcan tanto cuerpos extraños como ácidos o álcalis en el ojo y en los que exista riesgo de que ambos ojos resulten afectados.

Envase: 1
Nro. de artículo: 4810
Dimensiones:
 Plan de lavado ocular Al: 29 x An: 22,8 cm
 Armario lavaojos Al: 35,7 x An: 25,2 x Pr: 11,6 cm

El sistema de cierre suave hace que el armario lavaojos se abra y cierre fácilmente, protegiéndolo del polvo y la suciedad del entorno

Fabricado en poliestireno, un material ligero, aislante y respetuoso con el medio ambiente. Se produce con menos plástico, en comparación con la fabricación con 100 % plástico. Una vez que se sustituye, el armario lavaojos es adecuado para incineración

Fácil de instalar en las inmediaciones de la estación de trabajo

Los soportes moldeados se adaptan a todas las botellas Plum Eyewash y Plum pH Neutral, tanto con aplicadores simples como con aplicadores DUO, y las mantienen almacenadas de forma segura

Nombrado "Worldstar Winner" por ser un producto innovador, al ser el envase una parte integrada y permanente del producto



GARANTICE LA TEMPERATURA ADECUADA

Independientemente de los motivos, cuando algo se introduce en el ojo, la mayoría de las veces se necesita ayuda rápida. Por ello, es necesario estar preparados y que las herramientas estén fácilmente accesibles en el lugar de trabajo, también a bajas temperaturas.

ARMARIO LAVAOJOS PLUM DUO MAXI

Armario lavaojos estanco al polvo con 2 x Plum Eyewash DUO de 1000 ml. Especialmente adecuado para emplazamientos en los que se pueda requerir un enjuague prolongado.

Envase: 1
 Nro. de artículo: 4816
 Dimensiones:
 Plan de lavado ocular Al: 29 x An: 22,8 cm
 Armario lavaojos Al: 35,7 x An: 25,2 x Pr: 11,6 cm

ARMARIO LAVAOJOS PLUM CALEFACTADO, PEQUEÑO

Armario lavaojos estanco al polvo con calefactor. Garantiza que el líquido del lavaojos mantenga una temperatura de irrigación cómoda. Adecuado para 2 botellas de Plum Eyewash o pH Neutral de 200 ml y/o 500 ml. Sin contenido.

Envase: 1
 Nro. de artículo: 4672
 Dimensiones:
 Plan de lavado ocular Al: 29 x An: 22,8 cm
 Armario lavaojos Al: 28 x An: 23 x Pr: 11 cm



Para una descontaminación rápida y eficaz de cuerpo y superficies en contacto con sustancias nocivas corrosivas y tóxicas como ácidos y bases fuertes, oxidantes, formaldehído, fenoles, disolventes orgánicos, ácido fluorhídrico y fluoruros.

Plum BodyNeutrAll

Ducha corporal móvil con una solución descontaminante altamente efectiva para piel, superficies y ropa.

Plum BodyNeutrAll contiene ácido ascórbico, un tampón de aminoácidos e iones de calcio como principios activos. La glicerina, el polietileno y el glicol son solubilizantes para sustancias químicas orgánicas.

PLUM BODYNEUTRALL:

- ✓ reduce oxidantes fuertes (como cloro, hipoclorito, dióxido de cloro, cloramina, bromo, yodo, flúor, peróxido de hidrógeno, ácido peracético) a compuestos inactivos.
- ✓ se adhiere a los aldehídos formando iminas, a los fenoles, formando aminas, y a los metales pesados, formando complejos de aminas.
- ✓ se adhiere al ácido fluorhídrico y a los fluoruros formando fluoruro cálcico, apenas soluble.
- ✓ disuelve disolventes orgánicos y químicos.

PERMISOS / APROBACIONES DE LA SOLUCIÓN DESCONTAMINANTE:

- Certificación como producto sanitario de clase I, conforme a los requisitos del Reglamento UE 2017/745.
- Registrado oficialmente por el Instituto Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios bajo el número DE/CA33/ILM/2020/1. El registro es válido para toda la UE y puede estar marcado en consecuencia con la marca CE.
- Cumple con la norma DIN 14555-12 para vehículos con dotación para mercancías peligrosas.



PLUM BODYNEUTRALL 5 L

Pulverizador de 5 l vacío que se suministra con una garrafa de líquido premezclado para rellenar el pulverizador. Adecuado para áreas extensas de hasta 50 m² y con capacidad suficiente para varias personas.

Envase: 1
Nro. de artículo: 4735
Dimensiones:
 Pulverizador Al: 57 (con lanza: 80) x Pr: 22 cm
 Ø18 cm



PLUM BODYNEUTRALL 600 ML

2 botellas de 300 ml para mezclar y utilizar con un pulverizador. Opción fácil de usar en áreas de menor extensión de hasta 6 m² o para hasta 3 personas.

Envase: 4
Nro. de artículo: 4736
Dimensiones:
 2 botellas con pulverizador Al: 29 x An: 11 x
 Pr: 6 cm



PLUM BODYNEUTRALL 100 ML

Botella premezclada en tamaño bolsillo para llevar, cubre aprox. 1 m² o la longitud de un brazo.

Envase: 6
Nro. de artículo: 4737
Dimensiones: Al: 13 x An: 6,5 x Pr: 3,1 cm



C-GEL 30 G

Evita el efecto de los fluoruros tóxicos sobre la piel en caso de contaminación con ácido fluorhídrico.

Aplicación simple en caso de emergencia (también se puede utilizar con guantes) gracias al dispensador a presión.

Envase: 8
Nro. de artículo: 4738



Para más información, escanee el código QR

Quick

FIX

QUICKFIX ES UN DISPENSADOR ÚNICO:

- Acceso inmediato y fácilmente visible a apósitos y ampollas lavajojos
- Cada apósito está listo para su uso, basta un simple tirón para retirarlo del dispensador
- Cada apósito se envasa por separado
- Solo se necesita una mano para la aplicación
- Fácil de rellenar según se necesite
- Fácil de ver si se vacía
- Detiene rápidamente los sangrados leves sin manchar los demás apósitos
- Dimensiones compactas, fácil de ubicar, ya que el QuickFix apenas requiere espacio
- Incluye un estante para almacenar objetos pequeños importantes
- Se puede bloquear para que solo se pueda abrir con una llave



Ayuda rápida para accidentes cotidianos leves

Instale el dispensador de apósitos en la pared y ahorre tiempo. Póngase el apósito, ¡y listo para volver al trabajo!

AYUDA RÁPIDA E HIGIÉNICA PARA LESIONES LEVES

Deja de perder el tiempo con lesiones leves. Tome un apósito del dispensador, póngaselo, ¡y listo para volver al trabajo! QuickFix resuelve el problema de forma fácil, higiénica y eficaz.

Todos los días se producen muchos accidentes leves en el trabajo en los que no hace falta más que un simple apósito. Elija el apósito adecuado para su contexto laboral. Contamos con la solución adecuada tanto si necesita apósitos para contextos laborales comunes como si los necesita para lugares de trabajo con mucha humedad o para la industria alimentaria.



Tome el apósito del dispensador. Está listo para su uso...



... y se puede poner usando una mano



Cómo usar QuickFix (video animado)



Sistema flexible para todo tipo de trabajos

QuickFix proporciona un enfoque estructurado a los primeros auxilios para lesiones leves

ELIJA EL DISPENSADOR QUE MEJOR SE ADAPTE A SUS NECESIDADES

Nuestra gama de dispensadores de apósitos QuickFix incluye dos tipos de dispensadores con diferentes diseños. Están desarrollados para diferentes tipos de lugares de trabajo y se pueden rellenar con apósitos y ampollas lavajojos con variedad de mezclas para satisfacer las necesidades de cada contexto laboral.



DISPENSADOR QUICKFIX

El clásico dispensador QuickFix verde contiene dos recambios de apósitos QuickFix y/o ampollas lavajojos QuickRinse. La tapa verde protege el contenido del dispensador del polvo y la suciedad del lugar de trabajo. Está diseñado con un estante interior para objetos pequeños y se puede cerrar con candado y llave.

El dispensador se puede utilizar en cualquier emplazamiento en el que exista riesgo de sufrir lesiones y arañazos. El dispensador está diseñado para la instalación en cualquier puesto de trabajo fijo.

Dimensiones:

Al: 135 x An: 230 x Pr: 32 mm



DISPENSADOR QUICKFIX UNO

Para lugares de trabajo que no se ven afectados por el polvo y la suciedad, hemos desarrollado el dispensador de apósitos QuickFix UNO.

Es un dispensador pequeño y moderno con un diseño único que combina la seguridad en el lugar de trabajo con un estilo moderno.

El dispensador contiene 1 recambio de apósitos QuickFix o ampollas lavajojos QuickRinse.

QuickFix UNO está disponible con cubierta blanca brillante o transparente.

Dimensiones:

Al: 85 x An: 130 x Pr: 35 mm

Elija su dispensador de apósitos QuickFix

- para satisfacer sus necesidades específicas



QUICKFIX WATER RESISTANT

Dispensador con 90 apósitos resistentes al agua adecuados para entornos con un alto nivel de humedad.

Envase: 10
 Nro. de artículo: 5501
 Nro. de recambio: 5511



QUICKFIX ELASTIC & WATER RESISTANT

Dispensador con 45 apósitos elásticos y 45 apósitos resistentes al agua.

Envase: 10
 Nro. de artículo: 5507
 Nro. de recambio: 5512 & 5511



QUICKFIX ELASTIC

Dispensador con 90 apósitos textiles elásticos que se adaptan al movimiento de la piel.

Envase: 10
 Nro. de artículo: 5502
 Nro. de recambio: 5512



QUICKFIX ELASTIC LONG

Dispensador con 60 apósitos elásticos largos, con la longitud suficiente para envolver el dedo varias veces.

Envase: 10
 Nro. de artículo: 5528
 Nro. de recambio: 5508



QUICKFIX DETECTABLE

Dispensador con 90 apósitos azules con superficie metálica integrada, que puede ser detectada por un detector de metales.

Envase: 10
 Nro. de artículo: 5503
 Nro. de recambio: 5513



QUICKFIX DETECTABLE LONG

Dispensador con 60 apósitos azules largos y superficie metálica integrada, que puede ser detectada por un detector de metales.

Envase: 10
 Nro. de artículo: 5529
 Nro. de recambio: 5509



QUICKFIX ALOE VERA

Dispensador con 90 apósitos con aloe vera, que calma e hidrata.

Envase: 10
 Nro. de artículo: 5506
 Nro. de recambio: 5514



QUICKFIX&RINSE

Dispensador con 45 apósitos elásticos y 5 ampollas con 20 ml de cloruro de sodio estéril al 0,9 %.

Envase: 10
 Nro. de artículo: 4631
 Nro. de recambio: 5512 & 5160



QUICKFIX ALU

Dispensador con 90 apósitos de aluminio con efecto antiadherente gracias a una capa de aluminio.

Envase: 10
 Nro. de artículo: 5505
 Nro. de recambio: 5515



QUICKRINSE

Dispensador con 10 ampollas lavajos con 20 ml de cloruro de sodio estéril al 0,9 %.

Envase: 10
 Nro. de artículo: 4632
 Nro. de recambio: 5160



QUICKFIX BLOOD STOPPER

Dispensador con 90 apósitos antihemorrágicos con efecto hemostático.

Envase: 10
 Nro. de artículo: 5510
 Nro. de recambio: 5516



DISPENSADOR QUICKFIX VACÍO

Dispensador sin recambios. Rellénelo con cualquier recambio QuickFix o QuickRinse de su elección.

Envase: 10
 Nro. de artículo: 5500



**DISPENSADOR QUICKFIX UNO
ELASTIC, TRANSPARENTE**

Dispensador transparente con 45 cómodos apósitos textiles elásticos que se adaptan al movimiento de la piel. Los apósitos son respetuosos con la piel y permiten que la piel transpire.

Envase: 10
Nro. de artículo: 5531

**DISPENSADOR QUICKFIX UNO
ELASTIC, BLANCO**

Dispensador blanco brillante con 45 cómodos apósitos textiles elásticos que se adaptan al movimiento de la piel. Los apósitos son respetuosos con la piel y permiten que la piel transpire.

Envase: 10
Nro. de artículo: 5532



**DISPENSADOR QUICKFIX UNO
SIN RECAMBIOS, BLANCO**

Rellene el dispensador con el apósito de su elección. Todos los recambios de apósitos QuickFix se pueden utilizar en función de sus necesidades específicas. El dispensador también se puede utilizar con un recambio QuickRinse.

Envase: 10
Nro. de artículo: 5534



**DISPENSADOR QUICKFIX UNO SIN
RECAMBIOS, TRANSPARENTE**

Envase: 10
Nro. de artículo: 5533



QUICKFIX MINI

Pack pequeño y práctico con 30 apósitos elásticos. Fácil de llevar a cualquier lugar en el que pueda necesitar un apósito. Cada apósito se envasa por separado y está listo para su uso con solo sacarlo del paquete.

Envase: 30 x 30
Nro. de artículo: 5504
Dimensiones apósitos: L: 72 x An: 25 mm



Recambios de apósitos QuickFix

Resumen completo de las soluciones para recambio



RECAMBIO QUICKFIX ELASTIC

45 cómodos apósitos textiles elásticos que se adaptan a los movimientos de la piel. Los apósitos son respetuosos con la piel y permiten que la piel respire.



RECAMBIO QUICKFIX DETECTABLE

45 apósitos azules fácilmente visibles con una lámina metálica integrada que puede ser detectada por un detector de metales. Especialmente adecuados para la industria alimentaria. Los apósitos están realizados de material transpirable.



RECAMBIO QUICKFIX WATER RESISTANT

45 apósitos resistentes al agua especialmente adecuados para entornos de trabajo con un alto nivel de humedad. Los apósitos están realizados de material protector de PE.

RECAMBIO

Soporte expositor: 6 x 45
Envase: 8 x 6 x 45
Nro. de artículo: 5512
Dimensiones: L: 72 x An: 25 mm

DISPENSADOR

Nro. de artículo: 5502

RECAMBIO

Soporte expositor: 6 x 45
Envase: 8 x 6 x 45
Nro. de artículo: 5513
Dimensiones: L: 72 x An: 25 mm

DISPENSADOR

Nro. de artículo: 5503

RECAMBIO

Soporte expositor: 6 x 45
Envase: 8 x 6 x 45
Nro. de artículo: 5511
Dimensiones: L: 72 x An: 25 mm

DISPENSADOR

Nro. de artículo: 5501



QUICKFIX LONG ELASTIC Y DETECTABLE

30 apósitos elásticos extralargos, con la longitud suficiente para envolver el dedo varias veces. Elija entre apósitos textiles elásticos o apósitos detectables azules.



RECAMBIO ELASTIC LONG

Soporte expositor: 6 x 30
Envase: 8 x 6 x 30
Nro. de artículo: 5508
Dimensiones: L: 120 x An: 20 mm

DISPENSADOR

Nro. de artículo: 5528

RECAMBIO DETECTABLE LONG

Soporte expositor: 6 x 30
Envase: 8 x 6 x 30
Nro. de artículo: 5509
Dimensiones: L: 120 x An: 20 mm

DISPENSADOR

Nro. de artículo: 5529



RECAMBIO QUICKFIX ALOE VERA

El aloe vera contenido en la almohadilla alivia la piel con sus conocidas propiedades calmantes e hidratantes. Crea las mejores condiciones para el entorno de la herida ayudando en el proceso natural de curación. Evita la formación de costras.

RECAMBIO

Soporte expositor: 6 x 45
Envase: 8 x 6 x 45
Nro. de artículo: 5514
Dimensiones: L: 72 x An: 25 mm

DISPENSADOR

Nro. de artículo: 5506



RECAMBIO QUICKFIX ALU

Apósito con almohadilla de aluminio micronizado. La capa antiadherente combinada en aluminio y PE tiene mayor efecto antiadherente que una capa de PE estándar. El apósito es permeable al aire y cómodo.

RECAMBIO

Soporte expositor: 6 x 45
Envase: 8 x 6 x 45
Nro. de artículo: 5515
Dimensiones: L: 72 x An: 25 mm

DISPENSADOR

Nro. de artículo: 5505



RECAMBIO QUICKFIX BLOOD STOPPER

Apósitos con efecto hemostático. La presencia de fibras de alginato entre las fibras no tejidas de la almohadilla para la herida crea un coágulo artificial (gel) dentro de la almohadilla que bloquea la hemorragia en 1-2 minutos y mantiene las condiciones de humedad óptimas.

RECAMBIO

Soporte expositor: 6 x 45
Envase: 8 x 6 x 45
Nro. de artículo: 5516
Dimensiones: L: 72 x An: 25 mm

DISPENSADOR

Nro. de artículo: 5510



RECAMBIO QUICKRINSE 5 X 20 ML

5 ampollas lavojos con 20 ml de cloruro de sodio estéril al 0,9 %. Para uso individual o como recambio para dispensadores QuickSafe®, QuickFix&Rinse y QuickRinse.

Contenido: 5 x 20 ml
Envase: 4 x 5 x 20 ml
Nro. de artículo: 5160

QuickSafe® es sinónimo de unos primeros auxilios rápidos, fáciles y seguros

Una solución flexible que le ofrece una visión clara y rápida de los primeros auxilios disponibles y facilita el tener siempre los productos adecuados en el lugar adecuado

ESTACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS A MEDIDA

Llene su estación de primeros auxilios en función de sus necesidades. Lavaojos para enjuagar cuerpos extraños del ojo. Plum pH Neutral para accidentes con ácidos o álcalis. Apósitos adecuados para su contexto laboral. Gel de quemaduras que alivia quemaduras leves. Ampollas lavaojos para accidentes leves y ojos irritados. Toallitas para limpiar heridas. Vendas de compresión para accidentes de más gravedad.

Todo ello detrás de una cubierta transparente que le ofrece una visión perfecta de lo que necesita.

” SITÚE LOS ELEMENTOS MÁS IMPORTANTES EN EL LUGAR ADECUADO

Spæncom A/S es un proveedor líder de elementos de hormigón. Para aumentar la seguridad de sus más de 500 empleados, la empresa se ha decidido por Plum Quicksafe®. «Hemos elegido Plum Quicksafe® porque la estación se puede organizar para adaptarse al área de trabajo individual. En las zonas donde se lavan al ácido los elementos de hormigón podemos, por ejemplo, colocar Plum Eyewash y Plum pH Neutral DUO cerca de la ubicación concreta. QuickSafe® incluye los artículos más necesarios, se puede colocar de forma que los primeros auxilios queden al alcance de la mano y resulta muy práctico gracias a la cubierta transparente».

Jany Johannsen,
Coordinador de Medio Ambiente y Seguridad





QuickSafe® VACÍA

USTED TOMA LAS DECISIONES


Si desea total libertad para organizar sus primeros auxilios en función de sus necesidades, puede comenzar con una estación vacía y rellenarla para que se adapte a su contexto específico.



ADQUIERA UNA ESTACIÓN VACÍA Y LLÉNELA EN FUNCIÓN DE SUS NECESIDADES

Si no satisfacemos sus necesidades con las 4 soluciones QuickSafe® diferentes que le presentamos en la siguiente página, puede solicitar una solución 100 % personalizada. Comience con una estación mural y llénela con botellas lavajos y otros productos de primeros auxilios.

Envase: 1
Nro. de artículo: 5173
Dimensiones: Al: 430 x An: 253 x Pr: 92 mm



El plan de lavado ocular está incluido en todas las estaciones QuickSafe®

Primeros auxilios fácilmente accesibles

El acceso fácil a los primeros auxilios es clave para aumentar la seguridad

QuickSafe® reúne los productos de primeros auxilios más importantes en un solo lugar. Coloque la estación cerca de donde es más probable que se utilicen los productos. La estación no ocupa mucho más espacio que un folio tamaño A3, lo que se traduce en que puede colocar su QuickSafe® exactamente donde se necesita.

La cubierta transparente le ofrece un buen control general y proporciona un acceso rápido y fácil a los primeros auxilios. Puede ver fácilmente si la estación necesita recambios. Además, la cubierta estanca al polvo y los productos envasados por separado hacen de QuickSafe® una solución tan higiénica como elegante.



QuickSafe® BASIC

UN BUEN PUNTO DE PARTIDA

Con un QuickSafe® Basic obtiene los productos esenciales, pudiendo elegir el contenido de los estantes superiores.

Flexibilidad total.



¿TIENE ALGÚN REQUISITO ESPECIAL PARA SU ESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS?

El elemento central de la serie QuickSafe® es el aclamado lavajos Plum. En QuickSafe® Basic se suministra en combinación con Plum pH Neutral, ampollas lavajos y apósitos. El resto depende de usted. Organice el estante de la estación en función de los requisitos de su compañía.

CONTENIDO:	Nro. de artículo:
2 x Plum Eyewash de 500 ml	4604
1 x Plum pH Neutral de 200 ml	4752
5 x ampollas lavajos Quick Rinse de 20 ml	5160
1 x recambio QuickFix Elastic con 45 apósitos	5512

Envase: 1
Nro. de artículo: 5170
Dimensiones: Al: 430 x An: 253 x Pr: 92 mm



QuickSafe® COMPLETE

LA SOLUCIÓN COMPLETA

Lavajos, incluyendo Plum pH Neutral y ampollas lavajos, venda de compresión, toallitas limpiaheridas, apósitos y gel de quemaduras para alivio de quemaduras leves.



AMPLIA COBERTURA DE PRIMEROS AUXILIOS

Con QuickSafe® Complete obtendrá una amplia gama de productos de primeros auxilios. Incluye productos para las situaciones más críticas y para muchos de los accidentes cotidianos más leves.

CONTENIDO:	Nro. de artículo:
18 x gel para quemaduras QuickCool	5150
1 x venda de compresión para heridas QuickStop	5152
1 x 17 x 17 cm y 2 x 12 x 7,5 cm	
20 x toallitas limpiaheridas QuickClean	5151
2 x Plum Eyewash de 500 ml	4604
1 x Plum pH Neutral de 200 ml	4752
5 x ampollas lavajos Quick Rinse de 20 ml	5160
1 x recambio QuickFix Elastic con 45 apósitos	5512

Envase: 1
Nro. de artículo: 5174
Dimensiones: Al: 430 x An: 253 x Pr: 92 mm



QuickSafe® INDUSTRIA ALIMENTARIA

POR SU SEGURIDAD Y LA DE SUS CLIENTES

Hemos llenado esta estación con el contenido relevante para satisfacer los requisitos de la industria alimentaria.



AYUDA RÁPIDA Y SEGURA CON TRAZABILIDAD INTEGRADA

Una estación de primeros auxilios dirigida a la industria alimentaria, cocinas, comedores y restaurantes con, entre otras cosas, apósitos detectables, limpiaheridas, gel para quemaduras y vendas de compresión para heridas.

CONTENIDO:	Nro. de artículo:
18 x gel para quemaduras QuickCool	5150
1 x venda de compresión para heridas QuickStop 1x17x17 cm y 2x12x7,5 cm	5152
20 x toallitas limpiaheridas QuickClean	5151
2 x Plum Eyewash de 500 ml	4604
1 x Plum pH Neutral de 200 ml	4752
1 x recambio QuickFix Detectable con 45 apósitos	5513
1 x recambio QuickFix Detectable Long con 30 apósitos	5509

Envase: 1
Nro. de artículo: 5175
Dimensiones: Al: 430 x An: 253 x Pr: 92 mm



QuickSafe® INDUSTRIA QUÍMICA

UNA SOLUCIÓN SÓLIDA PARA ENTORNOS DIFÍCILES

Los accidentes con ácidos/álcalis pueden tener consecuencias graves y duraderas para el individuo si no se da prioridad a la accesibilidad.



CUANDO SOLO UNOS SEGUNDOS MARCAN LA DIFERENCIA ENTRE UN ACCIDENTE LEVE Y UNO GRAVE

Si existe riesgo de sufrir accidentes con ácidos o álcalis, la seguridad en forma de un lavado ocular efectivo y portátil es crucial. Contiene, entre otras cosas, Plum pH Neutral DUO que enjuaga ambos ojos simultáneamente.

CONTENIDO:	Nro. de artículo:
1 x Plum Eyewash DUO de 500 ml	4861
1 x Plum pH Neutral DUO de 500 ml	4801
1 x Plum pH Neutral de 200 ml	4752
5 x ampollas lavaojos QuickRinse de 20 ml	5160
1 x recambio QuickFix Elastic con 45 apósitos	5512

Envase: 1
Nro. de artículo: 5171
Dimensiones: Al: 430 x An: 253 x Pr: 92 mm

Plum Pull1Aid®

Primeros auxilios rápidos, fáciles y seguros

Plum Pull1Aid® es una estación de primeros auxilios para montaje mural que se adapta a la mayoría de los lugares de trabajo. Una solución flexible que le ofrece una visión clara y rápida de los primeros auxilios disponibles y le facilita el tener siempre los productos adecuados en el lugar adecuado.

Pull1Aid® le permite combinar los productos de primeros auxilios y para el cuidado de heridas que mejor se adapten a las necesidades de su lugar de trabajo. Las combinaciones flexibles proporcionan una solución a medida y evitan el exceso de productos.



Estaciones Plum Pull1Aid®



CONTENIDO:	N.º ART.:
1 x gel para quemaduras QuickCool	5150
1 x toallitas limpiaheridas QuickClean	5151
1 x venda de compresión para heridas QuickStop	5152
2 x venda de compresión para heridas Blood Stopper	5154
1 x venda de compresión para heridas Blood Stopper Mini	5153
1 x venda para quemaduras Burn Gel	5156
1 x kit respiratorio Protect Kit	5155
1 x Wound and Eyewash Spray de 200 ml	4556
1 x QuickFix Elastic	5512
1 x QuickRinse	5160

Envase:	1
Nro. de artículo:	5181
Dimensiones:	Al: 430 x An: 253 x Pr: 92 mm

CONTENIDO:	N.º ART.:
1 x gel para quemaduras QuickCool	5150
1 x toallitas limpiaheridas QuickClean	5151
2 x venda de compresión para heridas Blood Stopper	5154
1 x venda de compresión para heridas Blood Stopper Mini	5153
1 x venda para quemaduras Burn Gel	5156
1 x kit respiratorio Protect Kit	5155
1 x Wound and Eyewash Spray de 200 ml	4556
1 x QuickFix Elastic	5512
1 x QuickFix Water Resistant	5511

Envase:	1
Nro. de artículo:	5180
Dimensiones:	Al: 430 x An: 253 x Pr: 92 mm

Recambios Plum Pull1Aid®

BLOOD STOPPER MINI

Una venda de compresión estéril pequeña con cuatro funciones.

Uso como almohadilla para compresión en sangrados abundantes, como protección en heridas superficiales, como venda en quemaduras gracias a la superficie protectora de heridas o como soporte provisional.



N.º art. 5153

BLOOD STOPPER

Una venda de compresión estéril con cuatro funciones. Uso como almohadilla para compresión en sangrados abundantes, como protección en heridas superficiales, como venda en quemaduras gracias a la superficie protectora de heridas o como soporte provisional.



N.º art. 5154

PROTECT KIT

Mascarilla protectora para reanimación boca a boca. Limita el contacto entre el proveedor de primeros auxilios y la persona afectada mediante una máscara para respiración con una válvula de una sola vía.



N.º art. 5155

BURN GEL

Venda gel que enfría rápidamente y alivia eficazmente el dolor debido a quemaduras. El efecto frío reduce el dolor y la inflamación y evita que la quemadura profundice en la piel.



N.º art. 5156

QUICKCOOL

Gel para quemaduras para primeros auxilios en caso de quemaduras leves y escaldaduras. Doble efecto frío y calmante. Contiene aceite del árbol del té. Para uso individual o como recambio para estaciones de primeros auxilios.



N.º art. 5150

QUICKCLEAN

Toallitas limpiaheridas para limpiar heridas menores y cortes. Cada toallita es envasada por separado y contiene agua estéril.

Para uso individual o como recambio para estaciones de primeros auxilios.



N.º art. 5151

QUICKSTOP

Set de vendas de compresión para heridas para hemorragias leves y fuertes. Venda estéril con compresión integrada. Elástica, no adhesiva y respetuosa con la piel. Para uso general como en vendajes de compresión, soporte y protección.



N.º art. 5152

WOUND AND EYEWASH SPRAY

Una solución de cloruro de sodio al 0,9 % con tampón fosfato, que elimina cuerpos extraños, sangre, coágulos y tejido muerto, y proporciona cuidado inmediato en accidentes oculares leves o cortes y raspaduras de la piel. 200 ml.



N.º art. 4556

QUICKFIX ELASTIC

Cómodos apósitos textiles elásticos que se adaptan a los movimientos de la piel. Los apósitos son respetuosos con la piel y permiten que la piel transpire.



N.º art. 5512

N.º art. Long 5508

QUICKFIX DETECTABLE

Apósitos azules fácilmente visibles con una lámina metálica integrada que puede ser detectada por un detector de metales. Realizados de material transpirable.



N.º art. 5513

N.º art. Long 5509

QUICKFIX WATER RESISTANT

Apósitos resistentes al agua adecuados para entornos de trabajo con un alto nivel de humedad. Los apósitos están realizados de material protector de PE.



N.º art. 5511

QUICKFIX ALOE VERA

Apósitos con aloe vera que alivian la piel con efecto calmante e hidratante. Proporcionan las mejores condiciones para la cicatrización natural de heridas y evitan la formación de costras.



N.º art. 5514

QUICKFIX ALU

Cómodos apósitos permeables al aire con almohadilla de aluminio micronizado. Capa antiadherente en aluminio y PE con alto rendimiento antiadherente.



N.º art. 5515

QUICKFIX BLOOD STOPPER

Efecto hemostático gracias a las fibras de alginato presentes entre las fibras no tejidas de la almohadilla para la herida. Crea un coágulo artificial dentro de la almohadilla, que bloquea la hemorragia en -2 minutos y mantiene las condiciones óptimas de humedad.



N.º art. 5516

QUICKRINSE

5 ampollas lavaojos con 20 ml de cloruro de sodio estéril al 0,9 %. Para uso individual o como recambio para dispensadores Pull1Aid®, QuickSafe®, QuickFix&Rinse y QuickRinse.



N.º art. 5160

Cuidado de heridas

Soluciones prácticas, para detener pequeños accidentes antes de que ellos le detengan a usted

Hasta los cortes y las heridas más leves pueden resultar graves si no se atienden a tiempo. Con el cuidado adecuado para heridas a su disposición, puede limpiar y proteger fácilmente pequeñas heridas y volver rápidamente al trabajo.



BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS - BÁSICO

Práctico botiquín de primeros auxilios para anclar al cinturón o a la ropa de trabajo, o para cualquier lugar de trabajo que requiera una solución portátil para primeros auxilios. Fácil de abrir, proporciona herramientas de primeros auxilios sobre la marcha de forma rápida e higiénica.

EL BOTIQUÍN INCLUYE:
 1 x QuickFix Water Resistant
 1 x QuickFix Elastic
 1 x Plum Eyewash de 200 ml
 1 x QuickCool
 1 x QuickClean
 1 x QuickStop

Envase: 4
 Nro. de artículo: 4960



BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS - INDUSTRIAL

Práctico botiquín de primeros auxilios para anclar al cinturón o a la ropa de trabajo, o para cualquier lugar de trabajo que requiera una solución portátil para primeros auxilios. Fácil de abrir, proporciona herramientas de primeros auxilios sobre la marcha de forma rápida e higiénica.

EL BOTIQUÍN INCLUYE:
 2 x QuickFix Elastic
 1 x pH Neutral de 200 ml
 1 x Wound and Eyewash Spray de 50 ml
 1 x QuickCool
 1 x QuickClean
 1 x QuickStop

Envase: 4
 Nro. de artículo: 4961



QUICKSTOP

Set de vendas de compresión para heridas para proporcionar primeros auxilios eficaces en hemorragias leves y fuertes. Venda estéril con compresión integrada. Elástica, no adhesiva y respetuosa con la piel. QuickStop para uso general como venda de compresión, soporte y protección.

EL SET INCLUYE:
 1 x venda de compresión para heridas, 17 x 17 cm
 2 x vendas de compresión para heridas, 12 x 7,5 cm

Envase: 6 x 3
 Nro. de artículo: 5152



**50 ML / 250 ML
WOUND AND EYEWASH SPRAY**

Una solución de cloruro de sodio al 0,9 % que brinda cuidado inmediato en accidentes oculares leves o cortes y raspaduras de la piel.

Contenido: 50 ml
Envase: 24 x 50 ml
Nro. de artículo: 45530
Idiomas: en, de, se, da, fr, no, fi, pt, it, nl, es, pl

Contenido: 50 ml
Envase: 24 x 50 ml
Nro. de artículo: 45531
Idiomas: en, tr, cs, si, hu, sk, lt, et, lv, el, ru

Contenido: 250 ml
Envase: 12 x 250 ml
Nro. de artículo: 4554



**200 ML
WOUND AND EYEWASH BUFFER
SPRAY**

Solución de cloruro de sodio al 0,9 % con tampón fosfato, que elimina cuerpos extraños, sangre, coágulos y tejido muerto.

Contenido: 200 ml
Envase: 12 x 200 ml
Nro. de artículo: 4556

Plum Wound and Eyewash Spray cuenta con el marcado CE conforme a la Directiva relativa a las orientaciones para la clasificación de productos sanitarios (MDD 93/42/CEE)



ALOE VERA COOL GEL

Gel de aloe vera orgánico altamente concentrado que enfría, hidrata y suaviza la piel.

El aloe vera es un producto puramente natural, tiene un efecto regenerador sobre la piel y es adecuado para todo tipo de pieles.

Aplice el gel calmante generosamente sobre picaduras de insectos o en áreas expuestas, como la piel quemada por el sol.

Contenido: 75 ml
Envase: 8 x 75 ml
Nro. de artículo: 5570



PLUM NANO SAFE

Para la eliminación efectiva de nanopartículas de la piel.

Contenido: 50 ml
Nro. de artículo: 5576



QUICKCOOL

Gel para quemaduras para primeros auxilios en caso de quemaduras leves y escaldaduras. Doble efecto frío y calmante. Contiene aceite del árbol del té. Para uso individual o como recambio para las estaciones QuickSafe®. 18 sobres por caja.

Envase: 6 x 18
Nro. de artículo: 5150



QUICKCLEAN

Toallitas limpiaheridas para limpiar heridas menores y cortes. Cada toallita es envasada por separado y contiene agua estéril. Para uso individual o como recambio para las estaciones QuickSafe®. 20 sobres por caja.

Envase: 6 x 20
Nro. de artículo: 5151



LIMPIAHERIDAS QUICKCLEAN

Caja con 40 toallitas limpiaheridas para limpiar heridas menores y cortes. Cada toallita es envasada por separado y contiene agua estéril. Cada toallita mide 130 x 200 mm.

Envase: 11 x 40
Nro. de artículo: 5551
Soporte mural: 955904





Plum BurnOut

Spray extintor de incendios

Plum BurnOut es un spray extintor de incendios y un práctico complemento para los extintores convencionales.

El spray es fácil de llevar y contiene un líquido neutro para el medio ambiente. Es altamente eficaz, ofrece una excelente protección contra reignición y es seguro de usar.

- ✓ Líquido neutro para el medio ambiente
- ✓ Seguro de usar
- ✓ Montaje en la pared mediante soporte mural
- ✓ Apto para madera, papel y textiles
- ✓ Se vacía en 20 segundos
- ✓ Alcance de 2 metros



PLUM BURNOUT


Contenido	250 ml
Envase	12
N.º art.:	5590
Soporte mural:	4123

Del cuidado de las manos al lavado ocular

Plum Safety ApS nace de la empresa danesa Plum A/S, que data de 1860

Plum A/S lleva más de 50 años proporcionando soluciones eficientes y fáciles para la higiene de manos a clientes corporativos. Durante más de 20 años, hemos servido al mercado con soluciones de primeros auxilios que hacen de su lugar de trabajo un lugar más seguro.

Hoy atendemos a una amplia variedad de usuarios procedentes de la industria, la artesanía y áreas institucionales. Ofrecemos productos de primeros auxilios tales como lavaojos, estaciones de primeros auxilios, apósitos y gel para quemaduras.



Plum Safety ApS
Mandelalléen 1
DK-5610 Assens

Tlf.: +45 6916 9600
info@plum.eu

www.plum.eu

